



NewGuard

Щелочное моющее средство для  
стирки творожных мешочек (хлор)

NovelGuard  
Caus Active

130



$1,18 \pm 0,2 \text{ г/л}$  при  $t = 20^\circ\text{C}$



2,0%



$11,5 \pm 0,5$  (1 %)



30-90 мин



Прозрачная бесцветная  
жидкость



60-90°C

## Описание

Концентрированное щелочное бесцветное моющее средство с антибактериальным эффектом на основе активного хлора. Предназначено для стирки творожных мешочек на молочных заводах и предприятиях по переработке молока.

Удаляет стойкие органические отложения — жиры, масла, денатурированный и молочный белок, пищевые красители.

Средство обладает высоким моющим, обезжирающим и дезинфицирующим действием. Эффективно работает в воде любой жесткости, обладает отбеливающим эффектом. При сильном моющем эффекте не портит структуру ткани творожных мешочек и не придает им желтизны.

При соблюдении рекомендаций по использованию растворы средства не оказывают отрицательного воздействия на все виды поверхностей.

Средство хорошо растворимо в воде, является негорючей жидкостью, биоразлагаемо, не разлагается с выделением вредных веществ. Замерзает, после размораживания возможно выпадение осадка, моющие и дезинфицирующие свойства сохраняются.



## Способ применения

- Для мойки использовать раствор 0,5—3% концентрации, температура стирки— 5—60°C, время стирки — 30—90 минут.
- Средство применяется после ополаскивания водой.
- Перед кислотной мойки оборудование промыть водой.

## Примечания:

Оптимальные концентрации и параметры мойки (температура и время обработки) подбираются в каждом конкретном случае в зависимости от степени и характера загрязнений, условий и методов мойки, типа оборудования.

## Состав

Подготовленная вода, щелочные агенты, комплексообразователи, оптимизированная смесь поверхностно-активных веществ, ингибиторы коррозии, гипохлорит натрия, активные добавки.

## Меры безопасности

- Не смешивать с другими моющими средствами (особенно с кислотными!)
- Использовать защитные перчатки, очки и респиратор
- При попадании на слизистые и на кожу смыть большим количеством теплой воды, при необходимости обратиться к врачу.

## Гарантийное хранение

Хранить в закрытой оригинальной упаковке в сухом прохладном месте при температуре от +5 до +30°C. Не допускать попадания прямых солнечных лучей.

Срок хранения 24 месяца со дня изготовления при соблюдении условий хранения.

## Фасовка

5л, 10л, 20л, 200л, 1000л

